

Untersuchungsauftrag

Geschlechtsbestimmung / Infektionskrankheiten Vogel

LABOKLIN

LABOR FÜR KLINISCHE DIAGNOSTIK GMBH & CO. KG

Postfach · 4002 Basel

Telefon 061/3196060 · Telefax 061/3196065

E-Mail: labor.basel@laboklin.ch

Auftraggeber (Stempel oder Blockschrift)

Name, Vorname	
Strasse	
PLZ	Ort
Email	
Telefon	Fax
Datum und Unterschrift	

Benachrichtigung per

Email


Fax

Post

Zertifikat erforderlich

Ja

Nein



Angaben zum Vogel 1

Vogelart (dt. oder lat. Bezeichnung)	INTERN (Labornummer)
Ring-Nr.	
Chip-Nr.	<input type="checkbox"/> Feder <input type="checkbox"/> Blut <input type="checkbox"/> Eischale
<input type="checkbox"/> Geschlecht <input type="checkbox"/> PBFDD <input type="checkbox"/> APV <input type="checkbox"/> Herpes Pacheco <input type="checkbox"/> Circovirus Taube	

Angaben zum Vogel 2

Vogelart (dt. oder lat. Bezeichnung)	INTERN (Labornummer)
Ring-Nr.	
Chip-Nr.	<input type="checkbox"/> Feder <input type="checkbox"/> Blut <input type="checkbox"/> Eischale
<input type="checkbox"/> Geschlecht <input type="checkbox"/> PBFDD <input type="checkbox"/> APV <input type="checkbox"/> Herpes Pacheco <input type="checkbox"/> Circovirus Taube	

Angaben zum Vogel 3

Vogelart (dt. oder lat. Bezeichnung)	INTERN (Labornummer)
Ring-Nr.	
Chip-Nr.	<input type="checkbox"/> Feder <input type="checkbox"/> Blut <input type="checkbox"/> Eischale
<input type="checkbox"/> Geschlecht <input type="checkbox"/> PBFDD <input type="checkbox"/> APV <input type="checkbox"/> Herpes Pacheco <input type="checkbox"/> Circovirus Taube	

Angaben zum Vogel 4

Vogelart (dt. oder lat. Bezeichnung)	INTERN (Labornummer)
Ring-Nr.	
Chip-Nr.	<input type="checkbox"/> Feder <input type="checkbox"/> Blut <input type="checkbox"/> Eischale
<input type="checkbox"/> Geschlecht <input type="checkbox"/> PBFDD <input type="checkbox"/> APV <input type="checkbox"/> Herpes Pacheco <input type="checkbox"/> Circovirus Taube	

Bitte Antrag vollständig ausfüllen. Weitere Tests auf Anfrage.

DNA-Untersuchungen beim Vogel

Was Sie für die Untersuchungen wissen sollten:

Sowohl die Geschlechtsbestimmung als auch die Virusnachweise (PBF, APV, Herpes Pacheco oder Circovirus Taube) können aus **Blut** oder **Federkielen** durchgeführt werden.

Ein bis drei Tropfen Vollblut sind ausreichend. Diese können in geeignete Mikrokapillar- oder EDTA-Röhrchen aufgefangen oder auf eine Filterkarte aufgetropft werden. Filterkarten sollten vor dem Versand vollständig getrocknet sein. Alternativ benötigen wir zwei bis drei Federkieme von **frisch ausgezogenen Federn**. Ausgefallene Federn sowie Flaumfedern sind nicht geeignet.

Um eine korrekte Untersuchung zu gewährleisten, dürfen die Federproben nicht mit Fremd-Vogel-DNA verunreinigt sein, daher bitte Federn für jeden Vogel einzeln verpacken (Briefumschlag, Gefrierbeutel oder ähnliches). **Jede Probe** muss zudem **eindeutig beschriftet** werden. Wir empfehlen die Proben mit Ringnr. und Vogelart zu kennzeichnen.

Für die **Geschlechtsbestimmung** ist die **Angabe der exakten Vogelart unabdingbar**.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt bei ca. 3 bis 7 Arbeitstagen.

Weitere von uns angebotene Erregernachweise beim Vogel:

Aviäres Bornavirus (ABV)

Probenmaterial: trockener Abstrich (Kropf und Kloake)

Avipoxvirus

Probenmaterial: Kruste, Gewebe (Haut)

Chlamydien (inkl. *Chlamydochlamydia psittaci*)

Probenmaterial: trockener Abstrich (Konjunktiva, Rachen und Kloake), Faeces, Gewebe (Lunge, Leber)

Mykoplasmen (Geflügel)

Probenmaterial: trockener Abstrich (Rachen oder Kloake), Gewebe (Lunge)

Trichomonaden

Probenmaterial: trockener Abstrich (Kropf)